

# DEBA SAFE<sup>®</sup>media

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Modalità uso             | monouso   |
| Materiale                | polietilene   |
| Tenuta                   | stagna e di pressione 95KPa   |
| Dimensioni               | 22,5 x 39 cm  |
| Cordone di saldatura     | cordone di perle  |
| Chiusura                 | autoadesiva   |
| Numerazione              | 6 – 16 cifre  |
| Codice a barre           | 39, 2/5, 128 o EAN  |
| Sigillatura              | doppia giunzione termoretraibile  |
| Utilizzo                 | provette analisi<br>analisi antidoping<br>protezione per flebo<br>protezione raggi UV |
| Caratteristiche prodotto | riciclabile a emissioni zero  |