



# BUSTE

## DESCRIZIONE

Soluzioni di imballaggio secondario per il trasporto di campioni biologici

Buste di sicurezza per il trasporto di materiale organico e diagnostico secondo l'ordinanza sulle merci pericolose. Prodotte con un film di polietilene speciale che risulta essere estremamente resistente allo strappo e con chiusura di sicurezza prefissata, queste buste semplificano la spedizione di campioni biologici di categoria B con la massima sicurezza. In conformità con la legislazione ADR, regolamento sugli imballaggi P 620/650, prevengono il rischio di infezione. Sono fornite di pratica chiusura autoadesiva, di numerazione progressiva, di un codice a barre e di un'etichettatura chiara del contenuto che rende le buste adatte ad una corretta manipolazione semplificandone il trasporto