

Consistenza	forti, durevoli, rigidi
Uso	riutilizzabili
Conformità	IATA e ADR
Norme di trasporto	per sostanze Classe 6.2 categoria A
Norme di trasporto	per sostanze classe 6.2 categoria B
Omologato	per sostanze infettive UN 3373 per sostanze infettive UN 2814 per sostanze infettive UN 2900
Certificazione	4GU
Imballo esterno	scatola in cartone rinforzata
Materiale Barattolo	tubo in polipropilene testato 95 KPa con tappo a vite
Strumenti Accessori	carta assorbente busta in pluriball etichette e marchi UN
Dimensioni esterne	112 x 110 x 190 mm / 4.4 x 4.3 x 7.5 h
Dimensioni interne	90 x 170 mm / 3.5 x 6.7 h
peso volumetrico	0.39 kgvol c / 0.86 lbsvol c