



Consistenza	forti, durevoli, rigidi
Uso	riutilizzabili
Conformità	IATA e ADR
Norme di trasporto	per sostanze Classe 6.2 categoria A
Norme di trasporto	per sostanze classe 6.2 categoria B
Omologato	per sostanze infettive UN 3373 per sostanze infettive UN 2814 per sostanze infettive UN 2900
Certificazione	4GU
Tipologia Imballo	barattolo a tenuta stagna e di pressione
Materiale Barattolo	tubo in polipropilene testato 95 KPa con tappo a vite
Strumenti Accessori	busta in pluriball etichette e marchi UN
Dimensioni esterne	112 x 110 x 190 mm / 4.4 x 4.3 x 7.5 h
Dimensioni interne	90 x 170 mm / 3.5 x 6.7 h
peso volumetrico	0.39 kgvol c / 0.86 lbsvol c