



Consistenza	forti, durevoli, rigidi
Uso	riutilizzabili
Conformità	IATA e ADR
Norme di trasporto	per sostanze Classe 6.2 categoria A
Norme di trasporto	per sostanze classe 6.2 categoria B
Omologato	per sostanze infettive UN 3373 per sostanze infettive UN 2814 per sostanze infettive UN 2900
Certificazione	4GU
Tipologia Imballo	barattolo a tenuta stagna e di pressione
Materiale Barattolo	tubo in polipropilene testato 95 KPa con tappo a vite
Strumenti Accessori	busta in pluriball etichette e marchi UN
Dimensioni esterne	160 x 160 x 280 mm / 6.3 x 6.3 x 11.0 h
Dimensioni interne	125 x 255 mm / 4.9 x 10.0 h
Peso volumetrico	1.19 kgvol c / 2.63 lbsvol c